


高齢者見守りソリューション

WatchOverSmart

ウォッチ・オーバー・スマート



布形状の柔軟なセンサーにより
耐久性、メンテナンス性に優れます。
寝心地にも影響しません。




主な特長



抜け出し予兆を 「正しく」検知

圧電&静電のダブルセンサー方式により、離床状態をキャッチ。職員に正確な情報を通知します。



エアマットレス OK!

褥瘡防止エアマットレスに対応。心拍や呼吸の異常※を通知します。

※医療機器ではないため参考データです。



設置が簡単!

コンセントを挿すだけでOK。細かい位置調整も不要です。

ひと目でわかる管理画面

ブラウザ
対応



利用者の様子が管理画面上で一覧表示、ブラウザ対応のため、さまざまな端末で閲覧可能です。

抜け出し予兆を正しく知らせてくれるので、赤外線型センサーでは防げなかった転倒事故がなくなりました。

介護職員

介護職員の定期巡視訪室の負担が軽減されました。

施設管理者



介護に関わるすべての方に
安全と安心をお届けします。



■ システム構成



不在	端座位	在床(安静)	在床(覚醒)
110 沖 十郎 様 寝返 -/0 2021/09/01 15:08:40	110 沖 十郎 様 寝返 -/0 2021/09/01 15:08:48	110 沖 十郎 様 寝返 09/01 15:06/1 2021/09/01 15:07:15	110 沖 十郎 様 寝返 09/01 15:08/5 2021/09/01 15:08:22
不在	端座	在床(安静)	在床(覚醒)
問題なし	問題なし	問題なし	問題なし

抜け出し	抜け出し	長時間不在	バイタル異常
110 沖 十郎 様 寝返 -/0 2021/09/01 22:27:43	110 沖 十郎 様 寝返 -/0 2021/09/01 22:27:43	110 沖 十郎 様 寝返 -/0 2021/09/01 19:53:47	303 **** 様 寝返 -/1 11:20:48
抜け出し要注意	抜け出し要注意	長時間不在!	バイタル異常!

■ 周辺機器

※1 中継BOX(PC)を経由して接続します
※2 記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です

対象種別	連携概要	主な機種 ※2
ナースコール※1	WOSの各種アラート(離床、長時間不在、バイタル異常)をナースコール親機と子機(スマホ)に通知します。	✓ アイホン Vi-nurse ✓ ケアコム
インカムアプリ	各種アラートをインカムに音声とテキストで通知します。	✓ VOYT CONNECT
見守りカメラ	異常検知時、自動的に該当ベッドのカメラ映像がポップアップされます。	✓ i-PRO ✓ MOBOTIX MOVE
エアマットレス	褥瘡防止エアマットレスの上に敷設します。特別な調整を行うことなく、バイタル情報が取得できます。	✓ CAPE ラグ900/SHORT ✓ molten オスカーシリーズ
警報機	光と音で各種アラートを伝えます(HTTP)。	✓ パトライト NHVシリーズ

■ 介護ロボット導入支援事業 補助金対象

福祉用具情報システム TAIS

沖電気工業株式会社
WatchOverSmart PICLIAベッドセンサー (ピクリアベッドセンサー)
TPB-K01

TAISコード : 02198 - 000001

分類コード : [1]215191:見守り機器 [2]215190:徘徊老人監視システム

得意先/メーカー : 見守り・コミュニケーション (福祉)

発売年月 : 令和4年4月

希望小売価格 : オープン価格

製品概要 : 設置が簡単。丈夫で長持ち。安心感が高い。見守る人と見守られる人の見守りの不安を解消するベッドセンサー。ベッドからの退出し手洗や長距離不在などの異常を検知し職員に知らせ、労働負担の軽減にも寄与します。

公益財団法人テクノエイド協会の福祉用具情報システム (TAIS)に登録されています。

介護・生活支援ロボット認証

介護ロボット普及推進事業

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会の介護生活支援ロボット認証は介護施設での活用を前提とした「安心・安全・信頼のメルクマーク」です。ユーザーサポートを含めた現場サポートまでを行う機器であることが証明されています。

■ 無料トライアル 拡大キャンペーン中!!

10台以上、長期間の試行にも柔軟に対応いたします。
無料トライアルをご希望の方は、下記問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。



沖電気工業株式会社

製品サイト <https://www.oki.com/jp/watchoversmart/>
お問い合わせ先 wos-support@oki.com